Beispieltext für die Probandenaufklärung

Körperrasur bei Anbringung von Elektroden zur Ableitung von Elektromyogrammen oder Stimulation von Nerven

,,...

Vorbereitung der Messung

Anbringung der Elektroden

Eine Untersuchungsperson wird die für die Anbringung der Elektroden notwendigen Stellen auf der Haut ertasten und markieren. An diesen Stellen werden die Ableit- oder Stimulationselektroden angebracht. Siehe beigefügte Grafik, welche Stellen bei der vorliegenden Untersuchung benötigt werden. Es werden zuerst die Haare mit einem Einwegrasierer auf einer Fläche von ca. 5cm x 5cm pro Stelle entfernt. Die Stellen werden anschließend mit einem auf Watte aufgetragenen Alkohol durch mehrfaches Überstreichen gesäubert. Danach klebt die durchführende Person kleine selbstklebende Elektroden an diese Hautstellen fest. Zusätzlich werden die an die Elektroden angebrachten Kabel durch hautverträgliches Klebeband gegen Verrutschen gesichert.

Bemerkung: Falls Sie gerne im Vorfeld Auskunft darüber erhalten möchten, welche Person die Rasur und die Reinigung vornehmen wird, wenden Sie sich gerne bereits vor Antritt der Studie an die Studienleitung. Darüber hinaus ist es möglich die Rasur und Reinigung der Elektrodenstellen unter Anleitung selbständig vorzunehmen. Bitte melden Sie sich dazu auch vor Antritt der Studie bei der Studienleitung.

..."

